

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pkc Alfa Para Wb, Elisa - P17252

Número de artículo: CM0018711



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a PKC alfa para WB y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Reconoce una proteína de 77kDa. Ideal para el estudio de la señalización por quinasas en investigación oncológica, cardiovascular e inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKC alfa Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alfa; PKC alfa
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5578
ID de Gen	5578
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 573-672 de PKC alfa humano (NP_002728.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252
Peso de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo