


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkc Alfa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P17252

Número de artículo: CM0014016



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la PKC alfa humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización celular, el cáncer y la biología cardiovascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PKC alfa
Observaciones/alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; PKC alpha
Especie	Humana
GenelD (humano)	5578
GenelD	5578
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 573-672 de la PKC alfa humana (NP_002728.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P17252
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo