


Polymab® De Conejo Anti-Pkc Alfa Para Wb Y Elisa - P17252

Número de artículo: CM0007064



Introducción

Anticuerpo monoclonal de alta especificidad dirigido a PKC alfa humana, validado para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización celular, investigación del cáncer y análisis de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKC alfa Rabbit PolymAb®
Notas / Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5578
GeneID	5578
Inmunógeno	Proteína recombinante de PKC alfa humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17252
Peso de la proteína	77 kDa
Envío	Bolsa de hielo