


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pkc-Beta Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05771

Número de artículo: CM0006653



Introducción

Ofrecido por CamelBio, este anticuerpo monoclonal de conejo contra PKC-beta (PRKCB) está validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata, lo que lo hace ideal para estudiar la activación de células B, la apoptosis y la señalización de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PKC-beta
Observaciones/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5579
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-340 de la PKC-beta humana (NP_997700.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05771
Peso molecular de la proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo