

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkc-Beta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05771

Número de artículo: CM0015583



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKC-beta humana (PRKCB). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación en transducción de señales, cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PKC-beta Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5579
GeneID	5579
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-340 de la PKC-beta humana (NP_997700.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05771
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo