


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pkc Delta Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q05655

Número de artículo: CM0010260



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la PKC delta humana (Q05655). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de apoptosis y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PKC delta
Observaciones/Alias	MAY1; PKCD; ALP53; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5580
GeneID	5580
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 547-653 de la PKC delta humana (Q05655)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05655
Peso Proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo