


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkc Gamma Para Wb, If/Icc, Elisa - P05129

Número de artículo: CM0027969



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PKC gamma, validado en WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en neurociencia y señalización de quinasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKC gamma Conejo pAb
Observaciones/Alias	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgamma; PKC-gamma; PKC gamma
Especie	Humano
GeneID (humano)	5582
GeneID	5582
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 558-697 de la PKC gamma humana (NP_002730.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P05129
Peso proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo