

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pkc Mu (Prkd1) Para Wb Y Elisa - Q15139

Número de artículo: CM0007092

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a la PKC mu humana (PRKD1, Q15139). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de quinasas, migración celular, transporte del Golgi y cardiaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo PKC mu
Observaciones/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5587
GeneID	5587
Inmunógeno	Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la PKC mu humana (Q15139).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo