

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkc Mu Para Wb Y Elisa - Q15139

Número de artículo: CM0021798

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PKC mu humana (PRKD1), adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudios sobre señalización celular, cáncer e hipertrofia cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PKC mu pAb de conejo
Observaciones/alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; PKC mu
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5587
ID del gen	5587
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 800-900 de la PKC mu humana (NP_002733.2)
Origen	Con
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q15139
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo