

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pkc Zeta Para Wb, Elisa - Q05513

Número de artículo: CM0007061

Introducción

CamelBio ofrece Anti-PKC zeta mAb de conejo validado para WB, ELISA. La proteína objetivo proteína quinasa C zeta (PRKCZ, PKC2) funciona en la vía PI3K, la activación de NF-kB y la polaridad celular. Ideal para investigación humana en señalización, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKC zeta mAb de Conejo
Observaciones/Alías	PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; proteína quinasa C zeta; PKC zeta
Especie	Humano
GeneID	5590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de PKC zeta humana (NP_002735.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q05513
Peso Proteico	46kDa/56kDa/67kDa
Envío	Bolsa de hielo