

## Anticuerpo Policlonal Anti-Pkc Zeta Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05513

Número de artículo: CM0029470

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PKC zeta (nPKC-zeta), validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Útil para investigar la vía PI3K, la cascada MAPK, la polaridad celular, la activación de NF-kB, la señalización de insulina y la inflamación.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PKC zeta Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Notas/Alias         | PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| ID del Gen (Humano) | 5590                                                                                                                                   |
| ID del Gen          | 5590                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 476-547 de PKC zeta humana (NP_002735.3). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | Q05513                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 68kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |