

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pkc Zeta Para Wb, Elisa - Q05513

Número de artículo: CM0016651

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PKC zeta humano (SWISS Q05513), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de señalización de PI3K, MAPK y NF-kappa-B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PKC zeta Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKC2; PKC-ZETA; PKC zeta
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5590
GeneID	5590
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 476-547 de la PKC zeta humana (NP_002735.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05513
Peso de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo