


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pkce Para Wb, Elisa - Q02156

Número de artículo: CM0006392



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PKCε (nPKC-épsilon) para Western blot y ELISA. Presenta reactividad en especies humana, de ratón y de rata. Adecuado para estudios sobre la señalización de quinasas en la adhesión celular, la migración y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-PKCε
Observaciones/Alias	PKCE; nPKC-epsilon; PKCε
Especie	Humana
ID del gen	5581
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-737 de la PKCε humana (NP_005391.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q02156
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo