


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkd2 (Poliquistina-2) Para Wb, Elisa - Q13563

Número de artículo: CM0026971



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PKD2 humana (Poliquistina-2), adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de enfermedades renales y señalización de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	5311
ID de Gen	5311
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 731-830 de PKD2 humana (NP_000288.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13563
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo