


Anticuerpo Policlonal Anti-Pkd2 De Conejo Para Wb, Elisa - Q13563

Número de artículo: CM0025753



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Policistina-2 humana (PKD2). Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la función del canal de calcio y la enfermedad renal poliquística.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PKD2
Observaciones/Alias	PC2; PKD4; Pc-2; APKD2; TRPP2; PKD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5311
GeneID	5311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 879-968 de la PKD2 humana (NP_000288.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13563
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo