


Anticuerpo Monoclonal Anti-Pkm2 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14618

Número de artículo: CM0002995



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para PKM2 humano. Validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la enzima clave de la glucólisis y al biomarcador tumoral piruvato quinasa M2. Ideal para la investigación del metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Específico de PKM2
Observaciones/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico de PKM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5315
GeneID	5315
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 380-480 del PKM2 humano específico (NP_002645.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo