


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Número de artículo: CM0015422



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKM2, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con PKM2 humano, de ratón y de rata. Apto para investigación en glucólisis y metabolismo del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PK3, TCB, p58, OIP3, PKM2, CTHBP, THBP1, HEL-S-30
Especie	Humano
GeneID	5315
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-221 de PKM2 (NP_001193728.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14618
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo