


Anticuerpo Policlonal De Conejo Específico Para Pkm2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P14618

Número de artículo: CM0021648



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PKM2 humano (58kDa), validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón, rata. Adecuado para estudiar las funciones duales de PKM2 en la glucólisis y la regulación de la transcripción en el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo específico para PKM2
Observaciones/Alias	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTHBP; THBP1; HEL-S-30; Específico para PKM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5315
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 380-480 de PKM2 humano (NP_002645.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14618
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo