


Anticuerpo Policlonal Anti-Pkmyt1 Para Wb Y Elisa - Q99640

Número de artículo: CM0020550



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PKMYT1 validado para western blot y ELISA, con reactividad cruzada con la quinasa PKMYT1 humana, de ratón y de rata. Una herramienta esencial para la investigación de la regulación del ciclo celular y la mitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	PKMYT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYT1; PPP1R126; PKMYT1
Especie	Humana
GeneID (humano)	9088
GeneID	9088
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 75-362 de la PKMYT1 humana (NP_004194.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q99640
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo