


Anticuerpo Policlonal Anti-Pkn1 Para Wb, Elisa - Q16512

Número de artículo: CM0013156



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKN1 validado para WB y ELISA. Reacciona con PKN1 humano y de ratón, una serina/treonina quinasa involucrada en la regulación del citoesqueleto, la migración celular y la transcripción. Ideal para investigación en cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DBK; PKN; PAK1; PRK1; PAK-1; PRKCL1; PKN-ALFA; PKN1
Especie	Humano
ID del Gen	5585 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la PKN1 humana (NP_002732.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q16512
Peso de la Proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo