


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pknox1 Para Wb, Elisa - P55347

Número de artículo: CM0024226



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PKNOX1 validado para Western Blot (WB) y ELISA, adecuado para detectar PKNOX1 (PREP-1) en muestras humanas y de ratón. Ideal para la investigación de la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo PKNOX1                                                                                                                |
| Observaciones/Alias           | PREP1; pknox1c; PKNOX1                                                                                                              |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| GeneID                        | 5316                                                                                                                                |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 322-436 de PKNOX1 humano (NP_004562.2) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS                         | P55347                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 48kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |