

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pkr/Eif2Ak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19525

Número de artículo: CM0002728



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-PKR/EIF2AK2 validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas. Detecta la quinasa activada por dsRNA inducida por interferón, involucrada en la inmunidad innata antiviral. Adecuado para investigación de infecciones virales y respuesta al estrés.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PKR/EIF2AK2
Observaciones/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5610
GeneID	5610
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-551 de PKR/EIF2AK2 humano (P19525).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19525
Peso Proteico	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo