

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pkr/Eif2Ak2 Para Wb, Elisa - P19525

Número de artículo: CM0024808



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PKR/EIF2AK2 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce la quinasa activada por dsRNA inducida por interferón, crucial para la inmunidad innata antiviral, la respuesta al estrés y la transducción de señales. Adecuado para investigación sobre infección viral, cáncer e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PKR/EIF2AK2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; PKR/EIF2AK2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5610
ID del Gen	5610
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de PKR/EIF2AK2 humano (NP_002750.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P19525
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo