


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G1B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04054

Número de artículo: CM0026613



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLA2G1B humano (fosfolipasa A2) para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. La diana está involucrada en el metabolismo de fosfolípidos, inflamación y defensa antihelmíntica. Ideal para investigación de enzimas digestivas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLA2G1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	PLA2; PLA2A; PPLA2; PLA2G1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5319
GeneID	5319
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-148 de PLA2G1B humano (NP_000919.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04054
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo