


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pla2G2A Para Wb, Elisa - P14555

Número de artículo: CM0003397



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PLA2G2A humano (sPLA2-IIA), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre inflamación, defensa del huésped y señalización lipídica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo PLA2G2A
Observaciones/Alias	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Especie	Humano
GeneID	5320
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 65-144 de PLA2G2A humano (P14555).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14555
Peso proteico	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo