


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G2A Para Wb, Elisa - P14555

Número de artículo: CM0013138



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLA2G2A humano, una fosfolipasa A2 secretada implicada en la inflamación y la defensa antimicrobiana. Validado para WB y ELISA; adecuado para la investigación del metabolismo lipídico y la defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2G2A pAb de conejo
Observaciones/Alias	MOM1; PLA2; PLA2B; PLA2L; PLA2S; PLAS1; sPLA2; PLA2G2A
Especie	Humano
GeneID (humano)	5320
GeneID	5320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-144 de PLA2G2A humano (NP_001155201.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P14555
Peso molecular	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo