

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G2D Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unk4

Número de artículo: CM0030011

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLA2G2D de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PLA2G2D humano y de rata, una fosfolipasa A2 secretora involucrada en respuestas antiinflamatorias. Ideal para investigación en inmunología y metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLA2G2D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPLASH; sPLA2S; PLA2IID; sPLA2-IID; PLA2G2D
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	26279
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-145 de PLA2G2D humano (NP_036532.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9UNK4
Peso Molecular de la Proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo