

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G3 Para Wb Y Elisa - Q9Nz20

Número de artículo: CM0020616

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PLA2G3 humano (sPLA2-III), validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos y ratones. PLA2G3 es una fosfolipasa A2 secretora involucrada en el metabolismo de lípidos, la inflamación y la ciliogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2G3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPLA2III; sPLA2-III; GIII-SPLA2; PLA2G3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50487
GeneID	50487
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de PLA2G3 humano (NP_056530.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9NZ20
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo