


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G4A Para Wb Y Elisa - P47712

Número de artículo: CM0017327



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la fosfolipasa A2 citosólica humana (PLA2G4A, cPLA2 α). Validado para WB y ELISA, detecta proteínas humanas y de ratón. La diana participa en la biosíntesis de eicosanoides y la respuesta inflamatoria. - P47712

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2G4A Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	GURDP; cPLA2; PLA2G4; cPLA2-alpha; PLA2G4A
Especie	Humano
GenelD (humano)	5321
GenelD	5321
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 550-749 de PLA2G4A humana (NP_077734.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P47712
Peso molecular	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo