

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G4C Para If/Icc, Elisa - Q9Up65

Número de artículo: CM0024979

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la fosfolipasa A2 gamma citosólica humana (PLA2G4C). Adecuado para IF/ICC y ELISA; ideal para estudiar la remodelación de fosfolípidos, la biogénesis de gotitas lipídicas y los mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLA2G4C
Observaciones/Alias	CPLA2-gamma; PLA2G4C
Especie	Humana
ID de gen	8605
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-189 de la PLA2G4C humana (NP_003697.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9UP65
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo