

Anticuerpo Policlonal Anti-Pla2G4D/Cpla2Delta Para If/Icc, Elisa - Q86Xp0

Número de artículo: CM0015742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la fosfolipasa A2 delta citosólica humana (PLA2G4D/cPLA2delta) para IF/ICC y ELISA. Participa en el metabolismo lipídico y la inflamación, y se expresa en epitelios estratificados.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2G4D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	cPLA2delta; PLA2G4D
Especie	Humano
ID del gen (humano)	283748
ID del gen	283748
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-680 de PLA2G4D humana (NP_828848.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q86XP0
Peso de la proteína	92 kDa
Envío	Bolsa de hielo