

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2G6 Para Wb Y Elisa - O60733

Número de artículo: CM0026382

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo específico para PLA2G6, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para investigación sobre metabolismo de fosfolípidos, función mitocondrial y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2G6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GVI; PLA2; INAD1; NBIA2; iPLA2; NBIA2A; NBIA2B; PARK14; PNPLA9; Cal-PLA2; IPLA2-VIA; iPLA2beta; PLA2G6
Especie	Humano
ID genético (Humano)	8398
ID genético	8398
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 151-250 de la PLA2G6 humana (NP_003551.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	O60733
Peso de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo