


Anticuerpo Policlonal Anti-Pla2G7 Para Wb, Elisa - Q13093

Número de artículo: CM0013269



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLA2G7 humano (PAF-AH, LP-PLA2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Utilizado para estudiar la degradación del factor activador de plaquetas y las vías inflamatorias del estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2G7 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Especie	Humano
ID del gen (humano)	7941
ID del gen	7941
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-240 de PLA2G7 humano (NP_005075.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q13093
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo