


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Pla2G7 Para Wb, Elisa - Q13093

Número de artículo: CM0029337



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra PLA2G7 humano (LP-PLA2, PAF-AH). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de inflamación, estrés oxidativo y metabolismo de lípidos en investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PLA2G7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAFAD; PAFAH; LP-PLA2; LDL-PLA2; PLA2G7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7941
ID del Gen	7941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 172-441 de PLA2G7 humano (NP_005075.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13093
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo