

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pla2R1 Para Wb Y Elisa - Q13018

Número de artículo: CM0007087



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo PLA2R1 de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios del receptor de fosfolipasa A2 e investigación de diagnóstico de enfermedades renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLA2R1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	22925
ID de gen	22925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 810-910 del PLA2R1 humano (NP_031392.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13018
Peso proteico	169 kDa
Envío	Bolsa de hielo