


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pla2R1 Para Wb, Elisa - Q13018

Número de artículo: CM0016766



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLA2R1, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar las vías de señalización y eliminación del receptor de fosfolipasa A2 secretora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PLA2R1
Observaciones/Alias	PLA2R; PLA2-R; PLA2IR; CLEC13C; PLA2G1R; PLA2R1
Especie	Humano
ID de gen (humano)	22925
ID de gen	22925
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 870-1130 de PLA2R1 humano (NP_031392.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13018
Peso de la proteína	169 kDa
Envío	Bolsa de hielo