


Anticuerpo Policlonal Anti-Fosfatasa Alcalina Placentaria (Plap) Para Wb, Ip, Elisa - P05187

Número de artículo: CM0019462



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la fosfatasa alcalina placentaria humana (PLAP), adecuado para aplicaciones de Western blot, inmunoprecipitación y ELISA en biología placentaria e investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra la fosfatasa alcalina placentaria (PLAP)
Observaciones/Alias	ALP; IAP; ALPI; PALP; PLAP; PLAP-1; Fosfatasa alcalina placentaria (PLAP)
Especie	Humana
GeneID (Humano)	250
GeneID	250
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 260-460 de la fosfatasa alcalina placentaria humana (PLAP) (NP_001623.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P05187
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo