


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fosfatasa Alcalina Placentaria (Plap) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05187

Número de artículo: CM0008038



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la fosfatasa alcalina placentaria humana (PLAP). Adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Favorece la investigación en biología placentaria y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la fosfatasa alcalina placentaria (PLAP)
Observaciones/Alias	ALP, IAP, ALPI, PALP, PLAP, PLAP-1, fosfatasa alcalina placentaria (PLAP)
Especie	Humana
GeneID (humano)	250
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de la fosfatasa alcalina placentaria humana (PLAP) (P05187).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P05187
Peso de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo