

Anticuerpo Monoclonal Anti-Lactógeno Placentario (Csh1) Para Elisa E If-P - P01243

Número de artículo: CM0002395

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al lactógeno placentario humano (CSH1), adecuado para ELISA e IF-P. Diseñado para la investigación de hormonas placentarias y biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lactógeno placentario (CSH1) mAb de conejo
Observaciones/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; Lactógeno placentario (CSH1)
Especie	Humano
ID de gen (humano)	1442
ID de gen	1442
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del lactógeno placentario humano (CSH1) (CSH1) (P0DML2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01243
Peso proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo