


Anticuerpo Policlonal Anti-Lactógeno Placentario (Csh1) Para Ihc-P Y Elisa - P0Dml2

Número de artículo: CM0022401



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el lactógeno placentario (CSH1) para inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Dirigido contra la hormona somatomamotropina coriónica humana 1, una hormona específica del embarazo implicada en la lactancia, el crecimiento fetal y el metabolismo. Ideal para la investigación en biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra el lactógeno placentario (CSH1)
Observaciones/Alias	PL; CSA; CS-1; CSMT; GHB3; hCS-1; hCS-A; lactógeno placentario (CSH1)
Especie	Humana
ID del gen (humano)	1442
ID del gen	1442
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-217 del lactógeno placentario humano (CSH1) (NP_001308.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P0DML2
Peso molecular	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo