

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plau Para Wb, Elisa - P00749

Número de artículo: CM0019504



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a PLAU humano (activador del plasminógeno tipo uroquinasa). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de proteasas y fibrinólisis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLAU Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATF; QPD; UPA; URK; u-PA; BDPLT5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5328
ID del gen	5328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-180 de PLAU humano (NP_002649.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00749
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo