

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plb1 Para Wb, Elisa - Q6P1J6

Número de artículo: CM0015820

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PLB1 humano, validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de aproximadamente 163 kDa. Adecuado para la investigación del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLB1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	PLB; PLB/LIP; PLB1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	151056
ID del gen	151056
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1110-1415 de PLB1 humano (NP_694566.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6P1J6
Peso de la proteína	163 kDa
Envío	Bolsa de hielo