


Anticuerpo Policlonal Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01970

Número de artículo: CM0016093



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLCB3 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con Humano, Ratón, Rata. Objetivo: enzima clave de señalización de GPCR. Ideal para investigación de transducción de señales y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLC beta 3 (PLCB3) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5331
GeneID	5331
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01970
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo