


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plc Beta 3 (Plcb3) Para Wb, Elisa - Q01970

Número de artículo: CM0002084



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra PLC beta 3 (PLCB3) humano, apto para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la señalización mediada por GPCR, la generación de DAG/IP3 y la función de los neutrófilos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PLC beta 3 (PLCB3)
Observaciones/Alias	SMDCD; PLC beta 3 (PLCB3)
Especie	Humano
GeneID (humano)	5331
GeneID	5331
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01970
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo