


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Para Wb, Elisa - P19174

Número de artículo: CM0012266



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PLCG1 para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta PLCγ1 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para investigación de transducción de señales y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo PLC gamma 1 (PLCG1)
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 710-832 de la PLC gamma 1 humana (PLCG1) (P19174)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19174
Peso Proteico	149 kDa
Envío	Bolsa de hielo