


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Para Wb Y Elisa - P19174

Número de artículo: CM0017177



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PLC gamma 1 (PLCG1) de alta calidad validado para inmunotransferencia (WB) y ELISA. Reconoce PLCG1 humano y de ratón (149 kDa), una enzima clave de señalización de fosfoinosítidos involucrada en las vías de los receptores de tirosina quinasa, la reorganización de la actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo PLC gamma 1 (PLCG1)
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	5335
GenelD	5335
Inmunógeno	Proteína Recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19174
Peso Molecular de la Proteína	149kDa
Envío	Bolsa de hielo