


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Plc Gamma 1 (Plcg1) Para Wb, Elisa - P19174

Número de artículo: CM0025594



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra PLCG1 humana (fosfolipasa C gamma-1), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de cascadas de señalización intracelular y reorganización del citoesqueleto de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	PLC gamma 1 (PLCG1) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; PLC gamma 1 (PLCG1)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5335
GeneID	5335
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 700-800 de PLC gamma 1 (PLCG1) humano (NP_002651.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Envío	Bolsa de hielo