


Anticuerpo Policlonal Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Para Wb, If/Icc, Elisa - P16885

Número de artículo: CM0018744



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PLC gamma 2 humana (PLCG2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Es fundamental para la señalización transmembrana y la generación de segundos mensajeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLC gamma 2 (PLCG2), pAb de conejo
Observaciones/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; PLC gamma 2 (PLCG2)
Especie	Humana
GeneID (humano)	5336
GeneID	5336
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la PLC gamma 2 humana (PLCG2) (NP_002652.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P16885
Peso de la proteína	148 kDa
Envío	Bolsa de hielo