


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Plc Gamma 2 (Plcg2) Para Wb, Elisa - P16885

Número de artículo: CM0011487



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a PLC gamma 2 (PLCG2), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con especies humanas y de ratón, lo que permite estudios de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLC gamma 2 (PLCG2) mAb de conejo
Observaciones/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5336
ID del gen	5336
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 701-800 de PLC gamma 2 (PLCG2) (NP_002652.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16885
Peso de la proteína	148kDa
Envío	Bolsa de hielo