

Anticuerpo Policlonal Anti-Plcb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nq66

Número de artículo: CM0022609

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PLCB1, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PLCB1 humana, de ratón y de rata con un peso molecular predicho de 139 kDa. Adecuado para estudios de señalización de fosfolipasa C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PLCB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DEE12; PLC-I; EIEE12; PI-PLC; PLC154; PLCB1A; PLCB1B; PLC-154; PLC-beta-1; PLCB1
Especie	Humano
GeneID (humano)	23236
GeneID	23236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 917-1216 de la PLCB1 humana (NP_056007.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ66
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo